

Preserve



Helping all people
live healthy lives

BD™ P700
GLP-1保存用真空採血管



www.bd.com/proteomics

BD™ P700 GLP-1保存用真空採血管



BD™ P700は、DPP-IV阻害剤があらかじめ添加された真空採血管で、採血と同時にGLP-1を保護します。

Ready to useで簡便に使用でき、医薬品の治験を含む臨床研究等で血漿GLP-1値を正確に測定するための検体採取に適しています。

BD™ P700なら血漿GLP-1値の測定も簡単・確実

- 採血して遠心するだけ！現場の負担が大幅軽減
- BD独自のDPP-IV阻害剤カクテル
- すべての作業は室温で可能（冷却遠心機不要）
- プロトコルが標準化されることで、データのバラつきが最小限に抑えられ、より正確で比較可能なデータが得られる
- 2型糖尿病新薬（DPP-IV阻害剤、GLP-1アナログ剤）の治験における海外・国内での実績

仕様

サイズ	13 x 75mm
採血量	3 mL
キャップ	透明紫 BDヘモガード™ タイプ
材質	プラスチック
分離剤	なし
滅菌	γ線滅菌 (SAL 10 ⁻⁶)
抗凝固剤	EDTA2K（スプレーコート）
添加剤	DPP-IV阻害剤（凍結乾燥）
保存温度	冷蔵（2 – 8℃）
使用期限	製造後1年

使用方法

*使用方法の概略です。詳細は、製品の取扱説明書をご参照ください。

1. P700採血管を冷蔵庫から出して、15分ほど室温に置く
2. 採血を実施する
（採血の方法については薬事添付文書をご参照ください）
3. 採血後速やかに採血管をゆっくりと8～10回転倒混和する
4. スイング式ローターを用いて、1100～1300×g、室温で10分間遠心する
* 遠心は、採血後30分以内に行うことを推奨します
5. 血漿を採取する

参考データ

GLP-1 (7-36) Amideの測定値※1

BD™ P700 vs EDTA2K採血管※2

		BD™ P700	EDTA2K採血管
GLP-1 (pmol/L)	平均	2.5	1.1
	標準偏差	3.4	1.8
	最小値	0	0
	最大値	10.2	4.3
	検体数	12	12

12人の被検者から採血を行い、GLP-1をGLP-1 (7-36) amide競合的免疫測定法により測定した。

生化学検査11項目の測定値※1

BD™ P700 vs EDTA2K採血管※2

	ナトリウム (mmol/L)	クロール (mmol/L)	HCO ₃ (mmol/L)	BUN (mg/dL)	クレアチニン (mg/dL)	グルコース (mg/dL)	総蛋白 (g/dL)	アルブミン (g/dL)	ビリルビン (mg/dL)	ALT (U/L)	AST (U/L)
BD™ P700	147.3	99.5	16.5	15.2	0.9	101.5	7.5	4.6	0.5	21.2	25.8
標準偏差	3.8	2.2	2.1	3.4	0.2	18.1	0.4	0.3	0.5	7.4	4.9
EDTA2K	140.5	97.3	17.9	15.2	0.8	101.2	7.5	4.5	0.5	23.4	23.8
標準偏差	2.2	2.6	2.0	3.1	0.2	19.1	0.3	0.3	0.5	11.1	5.5

12人の被検者から採血を行い、血漿生化学検査11項目を実施した。

※1 12の検体数に基づいた解析結果（統計学的妥当性を示すものではありません）

※2 BD バキュティナ™ EDTA2K採血管を使用した

BD™ P700 GLP-1保存用真空採血管

製品名	出荷単位	カタログ番号	統一商品コード
BD™ P700 GLP-1保存用真空採血管	20本/箱 (10本入りアルミ包装×2袋)	366473	555388684

販売名: BD 安定化剤入り採血管
医療機器認証番号: 219AFBZX00105000

BD採血関連製品 (翼状針とホルダー)

使用量の多い方は①+②の組み合わせを、使用量の少ない方は③の単独使用を推奨します

① BD バキュティナ™ セーフティロック™ ウイングコレクションセット

内容	出荷単位	カタログ番号	統一商品コード
安全機能付き翼状針 21G 3/4インチ針、 12インチチューブ、ルアーアダプター付き	50本/箱	364340	555385676

② BD バキュティナ™ シングルユースホルダー

内容	出荷単位	カタログ番号	統一商品コード
単回使用採血ホルダー	1000個/箱 (250個×4袋)	364815	555621361

③ BD セーフティロック™ ブラッドコレクションセット (ホルダー付)

内容	出荷単位	カタログ番号	統一商品コード
安全機能付き翼状針 21G 3/4インチ針、 12インチチューブ	25個/箱	368652	555392292

製品詳細は製品ウェブサイトへ

BD P700

www.bdj.co.jp/s/P700

検索

*BD、BDロゴおよびその他の商標はBecton, Dickinson and Companyが保有します。©2010 BD



製造販売元
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
〒960-2152 福島県福島市土船字五反田1番地
本社: 〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ
www.bd.com/jp/

◆ 製品関連・資料請求
お客様情報センター

◆ 注文・納品・在庫のお問い合わせ
受注管理

0120-8555-90
FAX: 024-593-5761